




Compass™ Stainer

病理・細胞診検査室において、スライド上の組織および細胞の染色に使用することを目的とした、独立ベンチトップ型の自動染色装置です。

販売名 : コンパスステイナー
届出番号 : 13B1X10179001007



01

外形寸法・重量

幅 : 81 cm
奥行 : 79 cm
高さ : 41 cm
重量 : 約25 kg

02

染色プロトコル

最大 15 の染色プロトコル
またはプログラムを保存
※ThinPrep®染色プロトコルは付属

03

同時処理枚数

20 ~ 30 枚のスライドを
最大 4 ラックまで同時処理が可能です

注：流水水洗には対応しておりません

製品動画はこちら
※英語のみ



サイト : <https://hologic.co.jp/>

お問い合わせ : 03-5804-2340

【受付時間】 9:00~18:00 (土・日・祝日は除く)

HOLOGIC®
The Science of Sure

ホロジックジャパン株式会社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル

HOLX-A01-023Rev01