

Omni[®]4K HDR

Video System



State of the art visualization
system for GYN Surgery

Omni[®]4K HDR

Video System

ORDERING INFORMATION

品番	製品名	入数	備考
83-10-5001	Omni 4K HDR ビデオシステム コンソール	1	スタートパック
83-10-5120	Omni 4K HDR カメラヘッド	1	スタートパック
83-20-5003	5mm ライトガイド (ブルー)	1	スタートパック
83-20-50031	WOLF ライトガイドポストアダプタ	1	スタートパック (いずれかのアダプタ)
83-20-50032	ACMI ライトガイドポストアダプタ	1	スタートパック (いずれかのアダプタ)
83-20-50033	STORZ ライトガイドポストアダプタ	1	スタートパック (いずれかのアダプタ)
83-10-1500T	Omni 4K HDR タブレット	1	オプション品
83-12-4001	Omni4K UHD オフィスモニタ	1	オプション品
83-18-1004	Omni4K UHD カメラヘッドトレイ	1	オプション品

■Omni4K HDR ビデオシステム コンソール
ビデオ出力:HDMI (4K)
寸 法:13.5cm (H) ×32.5cm (W) ×35.1cm (L)
販 売 名:Omni 4K ビデオシステム
医療機器製造販売届出番号:13B1X10179SG0005
ク ラ ス 分 類:一般医療機器
一 般 的 名 称:内視鏡用ビデオカメラ
(内視鏡用光源・プロセッサ装置、顕微鏡附属品、内視鏡用部品アダプタ)
機 器 区 分:特定保守管理医療機器



ホロジックジャパン株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル
TEL: 03-5804-2340 (代) FAX: 03-5804-2321
Hologic, Omni 4K Video System, The Science of Sure, および関連ロゴは、Hologic, Inc. およびその子会社、
関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
©2025 Hologic, Inc. All Rights reserved.




State of the art visualization system for GYN Surgery

Omni[®]4K HDR Video System



重量
5.31kg

※当社従来品より10%減



様々なシーンでの内視鏡検査・内視鏡下手術を 実現可能にするコンパクト設計

コンパクトなコンソールには、内視鏡検査や内視鏡下手術に必要な基本機能(撮影・保存・光源)が備わっており、オフィスヒステロスコピーを可能にします。

また言語設定が可能なため、日本語にて操作いただくことができます。

DICOMにも対応


※詳細についてはHologic担当者にお問い合わせください。

ADVANCED

鮮やかな色彩、バックライト、
均一な配光を実現する4K解像度を持つ、
進化したオートクレープ可能なカメラヘッド。
カメラヘッドは撮影、ホワイトバランス、明るさ、ズーム等
お好みのボタン設定が可能です。
術者が清潔下で操作することができます。



BRILLIANT



HDの4倍の情報量を可能にする、
鮮やかな4Kは手術中の色調を
より広範囲にとらえます。
またHDR解像度は4K単独よりも
明るくシャープな色彩を実現します。

内視鏡手術に必要な基本機能を完備し、
自動的に撮影・保存する3 in 1システム。
Omni4Kコンソールを中心にカメラコントロールユニット、
LEDライトエンジン、デジタルドキュメンテーションシステムを
搭載しました。

コンソールの操作画面だけではなく、
タブレットを用いることにより遠隔操作が可能に。

COMPLETE

