

PANTHER® LINK

- 複数台のPANTHER®の一元管理と効率性の向上を実現

新たな価値： 従来の機能に加え、PANTHER®同士をLINKすることで効率性を高める機能が加わりました。

1つの画面で消耗品の状況、メンテナンスの必要性、メッセージを確認することが可能となります



業務の改善

1つの画面で全PANTHER®の測定結果を確認することが出来ます

試薬ロットや外部品質コントロール（EQC）、アカウント情報等のデータをPANTHER®間で共有することが可能となり、1台1台への入力の手間を省きます



時間の節約

PANTHER®で得られた測定結果を1つの画面に集約するため、機器毎のターンアラウンドタイムを短縮します

万が一、トラブルが発生した際に、発生機器の特定から解決までの時間を短縮します

PANTHER®間で測定試薬キットを共有するため、利用効率を高め、機器毎の準備や保管の手間を省きます



コスト低減

測定結果を全PANTHER®で共有するため、測定済検体の再装填を防止します

データを一元的に管理するため、情報管理上のセキュリティ強化にも貢献します



PANTHER®装置間の通信を追加し
消耗品、試薬、結果の情報を共有します。

PANTHER®

仕様

ダッシュボード サーバー

プロセッサ	Intel Core i5-6500TE (Skylake) 2.3 GHz processor
メモリー	16 GB SO-DIMM DDR4 2133
プライマリ ストレージ	1 TB 2.5" SSD
ネットワーク	Dual 1 GB ethernet
セキュリティ	AppArmor
オペレーティング システム	Ubuntu 18.04 LTS
サイズ	19.6cm W x 5.7cm D x 27.0cm H

ダッシュボード クライアントPC

プロセッサ	Intel Braswell Celeron N3160
メモリー	4 GB SO-DIMM DDR3L 1600
プライマリ ストレージ	32 GB mSATA SSD
ネットワーク	1 GB ethernet
オペレーティング システム	Porteus Kiosk 4.8.0
サイズ	11.7cm W x 3.6cm D x 11.2cm H
取付ブラケット	壁掛け式

ファイアウォール*

モデル	Cisco ASA 5506-X
サイズ	20.0cm W x 4.4cm D x 23.5cm H
メモリ	4GB
プライマリストレージ	50 GB mSata SSD

*本製品はPANTHER®システムに同梱されております。

販売名: パンサーシステム
医療機器製造販売届出番号: 13B1X10179002001



iPadからも機器毎のステータスを
確認することが出来ます



© 2024 Hologic, Inc. All rights reserved. Hologic、PANTHERおよび関連ロゴは、米国およびその他の国におけるHologic, Inc.および/またはその子会社の商標および/または登録商標です。その他すべての商標、登録商標および製品名は、それぞれの所有者に帰属します。本情報は、米国およびその他の市場における医療関係者を対象としたものであり、そのような行為が禁止されている地域では、製品の勧誘や販売促進を目的としたものではありません。

ホロジックジャパン株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル
TEL : 03-5804-2340 FAX : 03-5804-2321
<https://hologic.co.jp>

SS-00881-001JP Rev. 001