



精錬されたデザインを検査室に

ThinPrep[®] プロセッサシリーズ

ThinPrep[®] プロセッサの導入は検査のワークフローを単純化します

1

標本作製の自動化による
作業効率の向上

標本作製はThinPrep プロセッサの中で完結します。
分注や遠心作業は必要ないため、人的作業によるばらつきやミスを防止できます。
セミオート、またはフルオートの標本作製により、標準化された標本が誰でも効率よく作製できます。

2

検体取り違いを防ぐ
バーコードマッチング機能

ThinPrep Genesis プロセッサおよび ThinPrep5000 プロセッサは、
バーコードによる検体バイアルとスライドガラスの自動照合機能を有しています。
さらにThinPrep5000 プロセッサ AutoLoader では、装置が検体バイアルIDを読み込み、自動でスライドガラスにIDを印字します。
これにより検体の取り違いによる医療事故を防ぐことができます。

3

少検体から多検体まで、
幅広い施設に対応

検体数によってThinPrep Genesis プロセッサ、
ThinPrep5000 プロセッサ、
ThinPrep5000 プロセッサ AutoLoaderの
3種類から選ぶことができます。

製品仕様比較

品番	PRD-04573	71362-001	ASY-05528
商品名	ThinPrep Genesis Processor	ThinPrep5000 プロセッサ	ThinPrep5000 プロセッサ AutoLoader
外観			
販売名と届出番号	ThinPrep Genesis プロセッサ 13B1X10179001009	ThinPrep5000 プロセッサ 13B1X10179001002	ThinPrep5000 プロセッサ 13B1X10179001002
外形寸法 (W x H x D mm)	480 x 580 x 360	860 x 560 x 660	1370 x 1450 x 710
設置寸法 (W x H x D mm)	580 x 630 x 480	1020 x 1020 x 920	1600 x 1900 x 1220
本体重量	約40kg	84 kg	約 300kg
消費電力	最大 300W	最大 240W	最大 980W
1バッチで処理可能な 最大検体数と処理時間	1検体 約2分	20検体 約40分	160検体 約6時間
オートメーション	セミオート	フルオート	フルオート
消耗品のストック	なし	なし	あり ¹⁾ [スライドグラス 300枚、 フィルタ 300枚]
検体バイアルとスライドグラスの バーコードマッチング機能	あり ¹⁾	あり ¹⁾	あり ¹⁾
スライドグラスへのバーコード 印字機能	あり ³⁾	なし	あり ¹⁾
1検体バイアルからの 複数スライド作成機能	なし	あり ²⁾	あり ²⁾

- 1) 使用可能なバーコード規格については弊社担当者までお問い合わせください。
2) 非婦人科検体のみ対応しています。
3) 別途プリンタが必要です。

付属品/消耗品

	製品番号	製品名	包装単位
婦人科検体用製品	70099-001	婦人科用トランスサイトフィルタ	500 個/箱
	70303-001	婦人科用スライドグラス	500 枚/箱
	ASY-14761	婦人科用プレザープサイト液 20mL	100 個/箱
	380100-431	Roversサーベックスブラシ	100 本/箱
非婦人科検体用製品	70205-001	非婦人科用トランスサイトフィルタ	100 個/箱
	70372-001	非婦人科用スライドグラス	100 枚/箱
	ASY-14753	非婦人科用プレザープサイト液 20mL	100 個/箱
	70472-001	FISH対応尿用トランスサイトフィルタ	100 個/箱
免疫染色対応製品	70471-001	FISH対応尿用スライドグラス	100 枚/箱
	ASY-15311	FISH対応尿用プレザープサイト液 20mL	100 個/箱
	70406-002	プレザープサイト液ボトル 32oz	946mL x 4 本/箱
溶液類	70408-002	サイトライト液ボトル 32oz	946mL x 4 本/箱
	0236080	サイトライト液遠心チューブ	80 個/箱
その他消耗品	70264-001	バイアルトレイ	4 個
	71917-001	フィックスバス	1 個
	74002-004	T5000 廃液ボトルセット	1 個
	50705-001	ディスペンサー ポンプ	1 個



取扱販売業者

ホロジックジャパン株式会社

製造販売業者: 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル TEL.03-5804-2340 (代) FAX.03-5804-2321

Hologic, ThinPrep, アプティマはHologic, Inc.およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
ROVERSは、Rovers Medical Devices B.V.の登録商標です。 © 2023 Hologic, Inc. All rights reserved.